


AUSTROMAT i

  
**DEKEMA**  
DER OFEN.






# LO MÁS DESTACADO DE AUSTROMAT® i


- Unidad de control capacitiva multitáctil con monitor de 10,4" de alta resolución
- Manejo revolucionariamente sencillo
- Función de elevación de tacto suave
- Conexión en línea con la base de datos

- Acceso remoto
- Teleservicio integrado
- Control de calidad
- Actualización de software y copias de seguridad por internet
- Carcasa de aluminio en negro o plateado



## AUSTROMAT® 624i®

- Horno de cocción hasta 1.200°C
- Cocer y glasear al vacío o sin vacío
- Cristalizar e infiltrar al vacío o sin vacío



## AUSTROMAT® 654i®

- Horno mixto hasta 1.200°C
- Prensar, cocer y glasear al vacío o sin vacío
- Cristalizar e infiltrar al vacío o sin vacío
- trixpress® opcional para prensar con varios émbolos o colores simultáneamente



## AUSTROMAT® 664i®

- Horno de alta temperatura hasta 1.560°C
- Sinterizar, glasear y cristalizar bajo atmósfera
- Programación in situ del ciclo de velocidad
- Espacio para puentes de hasta 6 elementos o hasta 20 unidades en un nivel (Ø 65mm)
- Segundo nivel de sinterización opcional



## AUSTROMAT® 674i®

- Horno de alta temperatura hasta 1.560°C
- Sinterizar, glasear y cristalizar bajo atmósfera
- Programación in situ del ciclo de velocidad
- Espacio para puentes de tamaño convencional o hasta 40 unidades en un nivel (Ø 100mm)
- Segundo nivel de sinterización opcional



368 °C

# 00000001249

17/03/02

01:24:12

Chairside Program

Idle

Handle

Fire

Preheat

980 °C

Load

Start

1.500 °C

Stop

Object temperature: 368 °C

Duration: 00:38

Target time: 02:04:21



New



Copy



Cut



Paste



Delete



Setup



ESC



# *innovación*

en diseño y tecnología



# *inspiración*

por tradición y visión

